


## Cartouches filtrantes avec tube



Cartouches filtrantes avec tube

Cartouches filtrantes cylindriques avec tube de raccordement, dimensions du tube: Ø 8 mm x longueur 210 mm, matériau: verre borosilicaté 3.3

Porosité	Dimensions de la bougie Ø x L (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
0	9 x 20	1	7 2080 20
1	9 x 20	1	7 2081 20
2	9 x 20	1	7 2082 20
3	9 x 20	1	7 2083 20
4	9 x 20	1	7 2084 20
0	13 x 25	1	7 2090 25
1	13 x 25	1	7 2091 25
2	13 x 25	1	7 2092 25
3	13 x 25	1	7 2093 25
4	13 x 25	1	7 2094 25