


Clapets anti-retour à cône sous vide, droits (clapets borgnes)



Clapets anti-retour à cône sous vide, droits (clapets borgnes)

Vannes à passage direct avec tubes de raccordement droits, avec obturateur en verre creux, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité selon DIN 12540-1

Taraud (NS)	alésage (mm)	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	1	2 9014 02
18,8	4,0	1	2 9018 04
21,5	6,0	1	2 9021 06
24	8,0	1	2 9024 08
29	10,0	1	2 9029 10