

Clapets anti-retour à cône sous vide, parallèles



Clapets anti-retour à cône, parallèles
 Robinets à passage direct conformes à la norme DIN 12545 et aux normes complémentaires, avec tubes de raccordement parallèles, avec obturateur en verre creux, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1

Taraud (NS)	alésage (mm)	selon DIN	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	DIN 12545	1	2 9414 02
18,8	4,0	DIN 12545	1	2 9418 04
21,5	6,0	DIN 12545	1	2 9421 06
24	8,0	(1)	1	2 9424 08
29	10,0	DIN 12545	1	2 9429 10

(1) en plus de DIN