

Clapets anti-retour à cône, unidirectionnels, à angle droit



Clapets anti-retour à cône sous vide, à angle droit, conformes à la norme DIN 12545 et aux normes complémentaires, avec raccords coudés, avec obturateur en verre creux, matériau: verre borosilicaté 3.3, étanchéité conforme à la norme DIN 12540-1.

Taraud (NS)	alésage (mm)	selon DIN	PU (pièce)	réf.
14,5	2,5	DIN 12545	1	2 9214 02
18,8	4,0	DIN 12545	1	2 9218 04
21,5	6,0	DIN 12545	1	2 9221 06
24	8,0	(1)	1	2 9224 08
29	10,0	DIN 12554	1	2 9229 10

(1) en plus de DIN