


Colliers coniques en plastique de type Keck



Bornes de terre coniques, type Keck™
 Pour les joints coniques rodés, matériau: POM, excellente
 résistance chimique, température de service jusqu'à
 environ 90 °C

Pour broyage (NS)	Couleur	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
10/19	turquoise	10	1 1037 10
12/21	violet	10	1 1037 12
14/23	jaune	10	1 1037 14
19/26	bleu	10	1 1037 19
24/29	vert	10	1 1037 24
29/32	rouge	10	1 1037 29
34/35	orange	10	1 1037 34
45/40	marron	10	1 1037 45