

## Colonnes à Hempel



### Colonnes à Hempel

Pour le remplissage avec des matériaux de garnissage (par exemple des anneaux Raschig ou des billes de verre), avec manchon et noyau en acier inoxydable, sans enveloppe de verre, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Hauteur de remplissage (mm)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
200	14/23	1	5 1152 01
300	14/23	1	5 1153 01
300	24/29	1	5 1153 03
300	29/32	1	5 1153 04
500	24/29	1	5 1155 03
500	29/32	1	5 1155 04
800	24/29	1	5 1158 03
800	29/32	1	5 1158 04