


## Colonnes à Vigreux avec enveloppes de verre poussées vers le haut



Colonnes à Vigreux avec enveloppes de verre poussées vers le haut  
Avec manchon et âme en acier inoxydable, avec enveloppe en verre coulissante, indentations horizontales et obliques alternées, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Longueur utile (mm)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	14/23	1	5 1332 01
300		14/23	5 1333 01
300	24/29	1	5 1333 03
300 %	29/32	s 1	5 1333 04
600	24/29	1	5 1335 03
600	29/32	1	5 1335 04