


Colonnes de chromatographie à fritte, avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt en PTFE



Colonnes de chromatographie à fritte, avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt en PTFE
Colonnes de chromatographie avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt en PTFE, avec fritte fondue (porosité: 0), avec tube d'aspiration (filetage GL 18), en tube DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Contenu (ml)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	15	35	s 14/23	1	5 4509 01
400	20	125 %	14/23	1	5 4509 02
400	30	280	29/32	1	5 4509 04
600	30	430	29/32	1	5 4509 06