


Colonnes de chromatographie à fritte, avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt



Colonnes de chromatographie à fritte, avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt
Colonnes de chromatographie avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec robinet d'arrêt, avec fritte fondue (porosité: 0), avec tube d'aspiration (filetage GL 18), en tube DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Contenu (ml)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	15	35	s 14/23	1	5 4509 11
400	20	125	14/23	1	5 4509 12
400	30	280	29/32	1	5 4509 14
600	30	430	29/32	1	5 4509 16