


## Colonnes de chromatographie à fritte et bord serti



Colonnes de chromatographie à fritte et bord serti  
Colonnes de chromatographie à fritte fondue (porosité: 0), avec robinet d'arrêt en PTFE, fabriquées à partir de tubes DURAN®

| Longueur utile (mm) | Diamètre (mm) | Contenu (ml) | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 200                 | 10            | 15           | 1                          | 5 4457 01    |
| 200                 |               | 35           | 1                          | 5 4457 02    |
| 400                 | 20            | 125          | 1                          | 5 4457 04    |
| 600                 | 30            | 430          | 1                          | 5 4457 06    |
| 800                 | 40            | 1000         | 1                          | 5 4457 08    |