


Colonnes de chromatographie à fritte et bord serti



Colonnes de chromatographie à fritte et bord serti
Colonnes de chromatographie à fritte fondue (porosité: 0), avec robinet d'arrêt en PTFE, fabriquées à partir de tubes DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Contenu (ml)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	10	15	1	5 4457 01
200		35	1	5 4457 02
400	20	125	1	5 4457 04
600	30	430	1	5 4457 06
800	40	1000	1	5 4457 08