


Colonnes de chromatographie avec fritte et manchon NS avec robinet d'arrêt en PTFE



Colonnes de chromatographie avec fritte et manchon NS avec robinet d'arrêt en PTFE

Colonnes de chromatographie à fritte fondue (porosité: 0), avec robinet d'arrêt en PTFE, fabriquées à partir de tubes DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (ml)	Manchon (NS)	Robinet (conception)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
100	10	8	14/23	PTFE	1	5 4507 00
200	10	15	14/23	Taraud PTFE	1	5 4507 01
300	10	23	14/23	Taraud PTFE	1	5 4507 02
200	15	35	14/23	Taraud PTFE	1	5 4507 03
400	20	125	29/32	Taraud PTFE	1	5 4507 04
600	30	430	29/32	Robinet PTFE	1	5 4507 06