

## Colonnes de chromatographie avec fritte et manchon NS avec robinet d'arrêt



Colonnes de chromatographie avec fritte et manchon NS avec robinet d'arrêt

Colonnes de chromatographie à fritte fondue (porosité: 0), avec robinet d'arrêt (diamètre 0-2,5 mm), en tube DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (ml)	Manchon
(NS)	Robinet (conception)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.

100	10	8	14/23	robinet de vanne	1	5 4508 00
200	10	15	14/23	robinet de vanne	1	5 4508 01
300	10	23	14/23	robinet de vanne	1	5 4508 02
200	15	35	14/23	robinet de vanne	1	5 4508 03
400	20	125	29/32	robinet de vanne	1	5 4508 04
600	30	430	29/32	robinet de vanne	1	5 4508 06