


Colonnes de chromatographie avec indentations et bord serti



Colonnes de chromatographie avec indentations et bord serti

Colonnes de chromatographie simples avec encoches au-dessus du robinet pour le placement d'une boule de coton, à bord évasé, avec bouchon en PTFE et verrouillage du robinet, fabriquées en tube DURAN®.

| Longueur utile (mm) | Diamètre (mm) | Contenu (ml) | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 200 | 10 | 15 | 1 | 5 4357 01 |
| 200 | | 35 | 1 | 5 4357 02 |
| 400 | 20 | 125 | 1 | 5 4357 04 |
| 600 | 30 | 430 | 1 | 5 4357 06 |
| 800 | 40 | 1000 | 1 | 5 4357 08 |