


Colonnes de chromatographie avec indentations et bord serti



Colonnes de chromatographie avec indentations et bord serti

Colonnes de chromatographie simples avec encoches au-dessus du robinet pour le placement d'une boule de coton, à bord évasé, avec bouchon en PTFE et verrouillage du robinet, fabriquées en tube DURAN®.

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Contenu (ml)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	10	15	1	5 4357 01
200		35	1	5 4357 02
400	20	125	1	5 4357 04
600	30	430	1	5 4357 06
800	40	1000	1	5 4357 08