


Colonnes de chromatographie avec indentations et manchon NS



Colonnes de chromatographie avec indentations et manchon NS

Colonnes de chromatographie simples avec encoches au-dessus du robinet pour le placement d'une boule de coton, avec manchon NS, avec bouchon en PTFE et verrou de robinet, fabriquées en tube DURAN®

Longueur utile (mm)	Diamètre (mm)	Contenu (ml)	Manchon (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	10	15	14/23	1	5 4407 01
200	15	35	14/23	1	5 4407 02
400	20	125	29/32	1	5 4407 04
600	30	430	29/32	1	5 4407 06
800	40	1000 %	29/32	1	5 4407 08