


Colonnes en direction de Vigreux



Colonnes en direction de Vigreux
Avec manchon et âme en acier inoxydable, sans
enveloppe de verre, indentations horizontales et obliques
alternées, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Longueur utile (mm)	Manchon et noyau (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	14/23	1	5 1302 01
300		14/23	5 1303 01
300	24/29	1	5 1303 03
300	29/32	s 1	5 1303 04
600	24/29	1	5 1305 03
600	29/32	1	5 1305 04