


## Colonnes Hempel à enveloppe sous vide en fusion



Colonnes Hempel à enveloppe sous vide en fusion  
Pour le remplissage avec des matériaux d'emballage (par exemple, des anneaux Raschig ou des billes de verre), avec manchon et noyau NS, avec enveloppe sous vide fusionnée, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Hauteur de remplissage (mm)	Manchon et mandrin (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	14/23	1	5 1192 01
300		29/32	s 5 1193 04
500	29/32	1	5 1195 04
800	29/32	1	5 1198 04