

Colonnes suivant Hempel avec une enveloppe en verre rapportée



Colonnes suivant Hempel avec une enveloppe en verre rapportée

Pour le remplissage avec des matériaux de garnissage (par exemple, des anneaux Raschig ou des billes de verre), avec un manchon et un noyau en acier inoxydable, avec une enveloppe en verre coulissante, fabriquée à partir de tubes DURAN®

Hauteur de remplissage (mm)	Manchon et mandrin (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
200	14/23	1	5 1172 01
300		14/23	s 1 %s 5 1173 01
300	29/32	1	5 1173 04
500	s 29/32	1	5 1175 04
800	29/32	1	5 1178 04