

## Cooler, selon la méthode de Liebig, avec des olives



Selon Liebig, le refroidisseur contient des olives.  
Condenseur Liebig conforme à la norme DIN 12576 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: olives, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	Selon DIN	PU (pièce)	Numéro d'article.
14/23	160	60	DIN 12576	1	5 2102 01
19/26	160	90	DIN 12576	1	5 2102 02
14/23	250	100	-	1	5 2103 01
19/26	250	130	DIN 12576	1	5 2103 02
24/29	250	130	-	1	5 2103 03
29/32	250	130	DIN 12576	1	5 2103 04
14/23	400	160	-	1	5 2104 01
19/26	400	210	-	1	5 2104 02
24/29	400	210	-	1	5 2104 03
29/32	400	210	DIN 12576	1	5 2104 04
29/32	500	270	-	1	5 2105 04
29/32	750	400	-	1	5 2107 04

