

## Couvercle à surface plane, col central, deux cols latéraux inclinés, un col latéral droit



Couvercle à surface plane, col central, deux cols latéraux inclinés, un col latéral droit

Couvercle à bride pour réacteurs, avec bride de laboratoire (DN), matériau: DURAN®

Taille nominale (DN)	Hauteur (mm)	Col central (NS)	Cols latéraux inclinés (NS)	Col latéral droit (NS)	Unité d'emballage (pcs.)	Numéro d'article
60	75	14/23	14/23	14/23	1	6 1041 11
60	85	29/32	14/23	14/23	1	6 1041 41
100	95	29/32	14/23	14/23	1	6 1042 41
100	95			29/32	1	6 1042 44
100	110	45/40	29/32	14/23	1	6 1042 64
150	125	29/32	29/32	14/23	1	6 1044 44
150	140	45/40	29/32	14/23	1	6 1044 64
200	150	29/32	29/32	14/23	1	6 1045 44
200	165	45/40	29/32	14/23	1	6 1045 64