

## Couvercle plat, col central, un col latéral incliné



Couvercle plat, col central, un col latéral incliné  
Couvercle à bride pour réacteurs, avec bride de laboratoire (DN), matériau: DURAN®

Taille nominale (DN)	Hauteur (mm)	Col central (NS)	Col latéral (NS)	Unité d'emballage (pcs.)	Numéro d'article
60	75	14/23	14/23	1	6 1021 11
60	85	29/32	14/23	1	6 1021 41
100	95	29/32	14/23	1	6 1022 14
100	95	29/32	29/32	1	6 1022 44
100	110	45/40	29/32	1	6 1022 64
150	125	29/32	29/32	1	6 1024 44
150	140	45/40	29/32	1	6 1024 64
200	150	29/32	29/32	1	6 1025 44
200	165	45/40	29/32	1	6 1025 64