

## Cuve de sédimentation Imhoff, sans robinet, échelle jusqu'à 1000



Cuve de sédimentation Imhoff sans robinet

Réceptacle de sédimentation selon DIN 12672, échelle: jusqu'à 1000 ml, repère annulaire: à 1000 ml, graduations: 0,1 ml (0-2 ml), 0,5 ml (2-10 ml), 1 ml (10-40 ml), 2 ml (20-100 ml), 50 ml (100-1000 ml), matériau: verre borosilicaté 3.3

Unité de vente (pièces)	N° d'article
1	5 6700 03