



Découpes en forme de boule

Découpes en forme de boule

Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.

Diamètre nominale	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13	12,700	12,706	12,50	12,5
S19	19,050	19,057	18,90	18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	38,109	37,80	37,7
S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51	50,800		50,810	49,40
	63,500		62,95	62,9

Bols rectifiés à Billes, pouces	Sphères rectifiées à Billes, pouces	Raccords à brides à Billes
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------