

## Entonnoir à décanter conique avec bouchon en PTFE, avec division



Ampoule à décanter conique avec bouchon en PTFE et graduations. Manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE) gradués pour la lecture du volume approximatif. Robinet d'arrêt fileté. Matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2		4 0061 28
100	19/26	2,5	5	2	4 0061 37
250	29/32	4,0	10	2	4 0061 49
500	29/32	4,0	10	2	4 0061 58
1000	29/32	6,0	20	2	4 0061 70
2000	29/32	6,0	50	1	4 0061 73