

Entonnoir à décanter conique avec opercule en verre, sans division



Entonnoir à décanter conique avec opercule en verre, sans division
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans séparation, avec bouchon en verre NS massif, avec verrouillage par robinet fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0000 28
100	19/26	≤ 2,5	2	4 0000 37
250	29/32	4,0	2	4 0000 49
500	29/32	4,0	2	4 0000 58
1000	29/32	6,0	2	4 0000 70
2000	29/32	6,0	1	4 0000 73