

## Entonnoir à décanter conique avec rosace en verre, avec division



Entonnoir à décanter conique avec rosace en verre, avec division

Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec bouchon en verre NS massif, avec robinet de verrouillage fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2		4 0020 28
100	19/26	2,5	5	2	4 0020 37
250	29/32	4,0	10	2	4 0020 49
500	29/32	4,0	10	2	4 0020 58
1000	29/32	6,0	20	2	4 0020 70
2000	29/32	6,0	50	1	4 0020 73