

Entonnoir à décanter cylindrique avec bouchon en PTFE, avec division



Entonnoir à décanter cylindrique avec bouchon en PTFE, avec division

De forme cylindrique avec tuyau de vidange lisse, avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), avec bouchon en PTFE, avec robinet de verrouillage fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	29/32	2,5	1	2	4 0261 28
100	29/32	2,5	2	2	4 0261 37
250	29/32	4,0	5	2	4 0261 49
500	29/32 %			2	4 0261 58
1000	29/32	6,0	s 20	2	4 0261 70