

## Entonnoir à décanter Gilson, avec poussin en verre



Entonnoir à décanter Gilson, avec poussin en verre  
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans  
séparation, avec bouchon en verre NS massif, avec  
verrouillage par robinet fileté, avec zone d'étiquetage,  
matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0300 28
100	19/26	s 2,5	2	4 0300 37
250	29/32	4,0	2	4 0300 49
500	29/32	4,0	2	4 0300 58
1000	29/32	6,0	2	4 0300 70
2000	29/32	6,0	1	4 0300 73