

Entonnoir à décanter Squibb, avec chicane en PTFE, avec division



Entonnoir à décanter Squibb, avec chicane en PTFE, avec division

Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), avec bouchon en PTFE, avec robinet de verrouillage fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2		4 0161 28
100	19/26	2,5	5	2	4 0161 37
250	29/32	4,0	5	2	4 0161 49
500	29/32	4,0	10	2	4 0161 58
1000	29/32	6,0	20	2	4 0161 70
2000	29/32	6,0	50	1	4 0161 73