


Entonnoir à décanter Squibb, avec embout en PTFE, sans division



Entonnoir à décanter Squibb, avec embout en PTFE, sans division

Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans séparation, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage par robinet fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0141 28
100	19/26	≤ 2,5	2	4 0141 37
250	29/32	4,0	2	4 0141 49
500	29/32	4,0	2	4 0141 58
1000	29/32	6,0	2	4 0141 70
2000	29/32	6,0	1	4 0141 73