

## Entonnoir à décanter Squibb, avec pousins en verre, pour la division



Entonnoir à décanter Squibb, avec pousins en verre, pour la division

Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), avec bouchon en verre NS massif, avec robinet de verrouillage fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2		4 0120 28
100	19/26	2,5	5	2	4 0120 37
250	29/32	4,0	5	2	4 0120 49
500	29/32	4,0	10	2	4 0120 58
1000	29/32	6,0	20	2	4 0120 70
2000	29/32	6,0	50	1	4 0120 73