

Entonnoir à décanter Squibb, Braun, avec pouf en verre, sans division



Ampoule à décanter Squibb, Braun, sans compartiment, avec bouchon en verre. Avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), sans compartiment, avec bouchon en verre transparent massif et acier inoxydable, avec robinet d'arrêt fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0180 28
100	19/26	≤ 2,5	2	4 0180 37
250	29/32	4,0	2	4 0180 49
500	29/32	4,0	2	4 0180 58
1000	29/32	6,0	2	4 0180 70
2000	29/32	6,0	1	4 0180 73