

Entonnoir conique à écoulement goutte à goutte avec bouchon en PTFE



Entonnoir conique à écoulement goutte à goutte avec bouchon en PTFE

Forme conique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage par taraudage fileté, avec zone d'étiquetage, sans graduation, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	19/26	2,5	1	4 4728 02
100	19/26	19/26	2,5	1	4 4737 02
250	29/32	29/32	4,0	1	4 4749 04
500	29/32	29/32	4,0	1	4 4758 04
1000	29/32	29/32	6,0	1	4 4770 04
2000	29/32	29/32	6,0	1	4 4773 04