

Entonnoir conique à gouttes avec poussins en verre



Entonnoir conique à gouttes avec poussins en verre
Forme conique avec manchon et noyau en acier inoxydable, bouchon en verre massif en acier inoxydable, verrouillage par robinet fileté, zone d'étiquetage, sans division, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	19/26	2,5	1	4 4528 02
100	19/26	19/26	2,5	1	4 4537 02
250	29/32	29/32	4,0	1	4 4549 04
500	29/32	29/32	4,0	1	4 4558 04
1000	29/32	29/32	6,0	1	4 4570 04
2000	29/32	29/32	6,0	1	4 4573 04