

Entonnoir cylindrique à compte-gouttes avec bulbe en verre et tube d'égalisation de pression



Entonnoir cylindrique à compte-gouttes avec bulbe en verre et tube d'égalisation de pression
 Forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec tube d'égalisation de pression, avec bouchon en verre massif en acier inoxydable, avec dispositif de sécurité pour robinet fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d'étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	14/23 %	2,5	0,5	2	4 3522 11
50	14/23	14/23	2,5	1	2	4 3528 11
50	29/32	29/32	2,5	1	2	4 3528 14
100	14/23	14/23	2,5	2	2	4 3537 11
100	29/32	29/32	2,5	2	2	4 3537 14
250	29/32	29/32	4,0	5	2	4 3549 14
500	s 29/32	29/32	4,0	10	2	4 3558 14
1000	29/32	29/32	6,0	20	2	4 3570 14