

## Entonnoir cylindrique à compte-gouttes avec pouf en verre



Entonnoir cylindrique à écoulement goutte à goutte avec pouf en verre

De forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec bouchon en verre massif en acier inoxydable, avec dispositif de sécurité pour robinet fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d'étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	14/23 %	2,5	0,5	2	4 1522 11
50	14/23	14/23	2,5	1	2	4 1528 11
50	29/32	29/32	2,5	1	2	4 1528 14
100	14/23	14/23	2,5	2	2	4 1537 11
100	29/32	29/32	2,5	2	2	4 1537 14
250	29/32	29/32	4,0	5	2	4 1549 14
500	s 29/32	29/32	4,0	10	2	4 1558 14
1000	29/32	29/32	6,0	20	2	4 1570 14