

Entonnoir cylindrique à écoulement goutte à goutte à goutte avec bouchon en PTFE



Entonnoir cylindrique à écoulement goutte à goutte avec bouchon en PTFE

Forme cylindrique avec manchon et noyau en acier au carbone naturel, bouchon en PTFE, robinet de verrouillage fileté, graduations pour la lecture du volume approximatif, zone d'étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	14/23 %	2,5	0,5	2	4 1722 11
50	14/23	14/23	2,5	1	2	4 1728 11
50	29/32	29/32	2,5	1	2	4 1728 14
100	14/23	14/23	2,5	2	2	4 1737 11
100	29/32	29/32	2,5	2	2	4 1737 14
250	29/32	29/32	4,0	5	2	4 1749 14
500	s 29/32	29/32	4,0	10	2	4 1758 14
1000	29/32	29/32	6,0	20	2	4 1770 14