

## Entonnoir cylindrique à gouttes avec bouchon en PTFE et tube d'égalisation de pression



Entonnoir cylindrique à gouttes avec bouchon en PTFE et tube d'égalisation de pression

De forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec tube d'égalisation de pression, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage de vanne fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d'étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Noyau (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	14/23 %	2,5	0,5	2	4 3722 11
50	14/23	14/23	2,5	1	2	4 3728 11
50	29/32	29/32	2,5	1	2	4 3728 14
100	14/23	14/23	2,5	2	2	4 3737 11
100	29/32	29/32	2,5	2	2	4 3737 14
250	29/32	29/32	4,0	5	2	4 3749 14
500	s 29/32	29/32	4,0	10	2	4 3758 14
1000	29/32	29/32	6,0	20	2	4 3770 14