


## Entonnoir de séparation Squibb, Braun, avec embout en PTFE, sans division



Ampoule à décanter Squibb, Braun, sans compartiment, avec bouchon en PTFE. Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans compartiment, avec bouchon en PTFE, avec robinet d'arrêt fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0181 28
100	19/26	2,5	2	4 0181 37
250	29/32	4,0	2	4 0181 49
500	29/32	4,0	2	4 0181 58
1000	29/32	6,0	2	4 0181 70
2000	29/32	6,0	1	4 0181 73