

Fiole Erlenmeyer à large col



Fiole Erlenmeyer à large col

Conformément à la norme DIN ISO 24450 et en complément de la norme, avec bord roulé, avec séparation, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Piston Ø (mm)	Col Ø (mm)	Hauteur (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
25	43	31	70	-	10	7 0250 22
50	51	34	85	DIN ISO 24450	10	7 0250 28
100	64	34	105	DIN ISO 24450	10	7 0250 37
200	79	50	131	-	10	7 0250 46
250	85	50	140	DIN ISO 24450	10	7 0250 49
300	87	50	156	-	10	7 0250 52
500	105	50	175	DIN ISO 24450	10	7 0250 58
1000	131	50	220	DIN ISO 24450	10	7 0250 70
2000	153	72	276	-	10	7 0250 73