

Fioles Erlenmeyer à filetage DIN



Fioles Erlenmeyer à filetage DIN

Avec filetage DIN (GL) et bouchon à vis (rouge), avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN® (piston), PBT (bouchon)

Contenu (ml)	Filetage (GL)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100	25	64	10	3 0251 37
250	32	85	10	3 0251 49
500		32 %s 105	10	3 0251 58
1000	32	131	10	3 0251 70