

Flacon à deux cols et à fond rond, cols latéraux parallèles



Flacon à deux cols et à fond rond, cols latéraux parallèles

Ballon de distillation à col parallèle, à joint rodé standard, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Col moyen (NS)	Col latéral (NS)	Diamètre extérieur du piston (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
100	29/32	14/23	64	1	3 2041 37
250	29/32	14/23	85	1	3 2041 49
500	29/32	14/23	105	1	3 2041 58
1000	29/32	14/23	131	1	3 2041 70
2000	29/32	14/23	166	1	3 2041 73
250	29/32	29/32	85	1	3 2044 49
500	29/32	29/32	105	1	3 2044 58
1000	29/32	29/32	131	1	3 2044 70
2000	29/32	29/32	166	1	3 2044 73
4000	29/32	29/32	207	1	3 2044 79