

Flacon rond à large col



Flacon rond à large col

Conformément à la norme DIN ISO 24450 et en complément de la norme, avec bord roulé, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Piston Ø (mm)	Col Ø (mm)	Hauteur (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	51	34 %	105	-	10	7 0350 28
100	64	35	110	DIN ISO 24450	10	7 0350 37
250	85	51	143	DIN ISO 24450	10	7 0350 49
500	105	50	168	DIN ISO 24450	10	7 0350 58
1000	131	50	200	DIN ISO 24450	10	7 0350 70
1000	131	65	≤ 200	-	10	7 0350 71
2000	165	76	240	DIN ISO 24450	10	7 0350 72
2000	166	50	240	-	10	7 0350 73
3000	185	65	260	-	1	7 0350 76
4000	206	76	290	DIN ISO 24450	1	7 0350 79
5000	223	65	310	-	1	7 0350 82
6000	236	89	330	DIN ISO 24450	1	7 0350 84
6000	236	65	330	-	1	7 0350 85
10000	279	89	420	-	1	7 0350 88
20000	345	89	520	-	1	7 0350 94