

Gabarits de distillation Bredt, incurvés



Gabarits de distillation Bredt, incurvés
Avec quatre pistons NS 14/23, à course inclinée (105°),
buse d'aspiration: GL 18, en tube DURAN®

| Manchon supérieur (NS) | Raccord manchon-noyau (NS) | Contenu du piston (ml) | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 14/23 | 19/26 | 50 | 1 | 5 2800 01 |
| 29/32 | 29/32 | 100 | 1 | 5 2800 04 |