

## Gabarits de distillation selon Anschütz-Thiele, inclinés, verre



Gabarits de distillation selon Anschütz-Thiele, inclinés  
Raccords intermédiaires à conduite droite, gradués, avec manchon et âme en acier inoxydable, buse d'aspiration à filetage GL18, vanne en acier inoxydable avec bouchon en verre massif, en tube DURAN®

Capacité du piston (ml)	Manchon et noyau (NS)	Robinet	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
25	14/23	Verre	1	5 2980 01
50	29/32	Verre	1	5 2980 04
100	29/32	Verre	1	5 2980 14