

## Glacière Dimroth, avec des olives



Glacière Dimroth, avec des olives

Condenseur Dimroth conforme à la norme DIN 12591 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: olives, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	DIN	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
14/23	160	140	-	1	5 2402 01
19/26	160	140	-	1	5 2402 02
14/23	250	240	-	1	5 2403 01
19/26	250	440	-	1	5 2403 02
24/29	250	440	-	1	5 2403 03
29/32	250	440	12591	1	5 2403 04
45/40	250	810	-	1	5 2403 06
29/32	s 400 %	740	12591	1	5 2404 04
45/40	400	1380	-	1	5 2404 06