

## Glacière intensive (glacière à double paroi), avec olives



Glacière intensive (glacière à double paroi), avec olives  
Condenseur Dimroth pour appareil d'extraction, pour condensation de vapeur, avec noyau NS, raccordement eau: olives, en tube DURAN®

Manchon et noyau (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	DIN	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
14/23	160	240	-	1	5 2502 01
29/32	160	240	12593	1	5 2502 04
24/29	250	400	-	1	5 2503 03
29/32	250	400	12593	1	5 2503 04
29/32	400	650	12593	1	5 2504 04
29/32	500	840	-	1	5 2505 04