

Jointes de culée avec anneau anti-goutte



Jointes de culée avec anneau anti-goutte
Noyaux coniques rectifiés, fabriqués à partir de tubes
DURAN®

Noyau (NS)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
14/23	13		1,5		10 %s 1 1005 14
19/26	17		1,8		10 %s 1 1005 19
24/29	22	1,8		130 %s 10	1 1005 24
29/32	26	2,0	130	10	1 1005 29