


## La distillation fait pont selon Claisen, avec l'olive



La distillation fait pont selon Claisen, avec l'olive

Ponts de distillation avec condenseur Liebig (sortie droite) et raccord Claisen, raccordement d'eau de refroidissement avec olive, avec deux manchons en verre rodé NS 14/23 pour thermomètres de distillation avec une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyaux (NS)	Longueur de la gaine (mm)	Surface de refroidissement (cm <sup>2</sup> )	PU (pièce)	N° d'article
14/23	160	60	s 1	5 0552 01
14/23	250	100	1	5 0553 01
29/32		250	1	5 0553 04
29/32	400	210	1	5 0554 04